


Дата продажи: _____

Продавец: _____



Предприятие-изготовитель:

ЗАО «МИЛТА — ПКП ГИТ»

111020 г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7

Тел.: +7 495 212-10-16

Генеральный дистрибьютор:

ООО «РИКТАМЕД»

111020 г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7

Тел.: +7 495 545-46-87

+7 800 200-57-30

Ред. 2016-01

УСТРОЙСТВО № 1

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
АППАРАТОВ СЕРИИ РИКТА®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЗАО «МИЛТА — ПКП ГИТ»

УСТРОЙСТВО № 1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ АППАРАТОВ СЕРИИ РИКТА®

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Устройство № 1 предназначено для механического крепления излучателя аппаратов серии РИКТА® и служит для точной его фиксации в нужном положении при проведении лечебных процедур.
- Конструкция Устройства № 1 предусматривает его установку на твёрдую горизонтальную опорную поверхность.
- Внешний вид Устройства № 1 см. на рис. 1.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство № 1..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО № 1



4. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ № 1

- Зафиксируйте трубку на опорную поверхность (см. рис. 1Б).
- Вставьте кронштейн в отверстие трубки.
- Закрепите излучатель в зажиме для крепления излучателей (см. рис. 1А).
- Затяните винты фиксаторов, установив излучатель в нужном положении.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации Устройства № 1 — 24 месяца со дня продажи потребителю.
- Гарантия считается недействительной, если изделие имеет следы механических повреждений, воздействия химически активных и абразивных средств и материалов, неквалифицированного ремонта или изменения конструктивных изменений без согласования с производителем.
- По вопросам ремонта и эксплуатации обращаться на предприятие-изготовитель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления: _____

Подпись лица,
ответственного за приёмку: _____